

唾液皮质醇样本采集

无需预订

Chinese (simplified) | 中文 (简体)



如果唾液样本未冷藏或送至PathWest的时间有延迟，样本中的细菌可能会繁殖。这会影响您的检测结果，您可能需要重新进行检测。



扫描位置

您应该已收到一个用于采集样本的 **Salivette®** 试管。如果试管破损，请申请更换新的。

1. 除非医生另有规定，否则请在晚上 11 点采集唾液样本。

不要：

- 采集前至少30分钟内请进食或饮水
- 收集前请刷牙或使用牙线。
- 身体不适或压力过大时采集。

2. 打开 Salivette® 并取出棉签

3. 轻轻咀嚼棉签至少 2 分钟，直到你无法控制地吞咽过多的唾液——棉签应该完全浸透。

4. 将棉签放回 Salivette® 插入件中，并拧紧塞子。

5. 请用记号笔在萨利维特外侧写上您的姓名、出生日期以及采集日期和时间。

6. 将 Salivette® 放入 PathWest 收集袋中，并存放在冰箱里。

7. 请在下一个工作日将 Salivette® 送回实验室。

样品处理、储存和运送

如果您在收集中心
将容器放入提供的塑料袋中，然后交给工作人员。

如果您在家采集样本
如果不能立即归还，或者
必须收集多个唾液样本，
则应将 Salivette® 放在
冰箱中保存。

