

Clean-catch 尿液样本采集

无需预订

Chinese (simplified) | 中文 (简体)



儿科尿袋会给尿液样本带来细菌污染，从而影响结果。如果可能，首选 Clean-Catch 样本。



扫描地点

你应该为你的孩子的样本提供一个无菌容器。如果容器损坏或您触摸了内表面，请申请一个新的容器。

1. 确保用肥皂和水彻底清洗孩子的生殖器部位，并完全干燥。不应涂抹粉末。在进行收集之前，一定要洗手。
2. 松开无菌尿罐的罐盖，但要等到最后一刻（当你看到你的孩子正在排尿时）才将盖子取下，以防止罐子受到污染。
3. 如果可能，避免收集第一部分排空的尿液。
4. 将容器放在孩子的生殖器区域下方，收集尿流的中间部分。如果孩子接受过如厕训练，将容器放入便盆中并在其中收集样本可能会有所帮助。注意不要用自己的双手或孩子的任何身体（包括他们的生殖器）触摸容器的内部和嘴唇。
5. 在容器中装满尿液时，只需要不超过罐子的一半。如果样本被粪便物质污染，则不适合进行分析。
6. 更换容器盖子，确保没有触摸容器内部、边缘或盖子下方。用卫生纸擦掉容器外部的所有尿液。
7. 在容器上贴上孩子的全名、出生日期和采集样本的日期和时间。

样品处理、储存和交付

如果你在收款中心
将容器放入提供的塑料袋
中，然后交给工作人员

在家采集样本
在一小时内将其运送到
PathWest 收集中心。如
果无法立即交付，除非工
作人员另有指示，否则应
将样品在冰箱（不是冷冻
柜）中存放在另一个密封
袋中最多 12 小时。

儿科尿袋样本采集

无需预订

Chinese (simplified) | 中文 (简体)



儿科尿袋会给尿液样本带来细菌污染，从而影响结果。
尽可能首选 Clean-Catch 样本（见另一面）



扫描地点

你应该得到一个无菌容器和一个儿科尿液收集袋。如果袋子或容器损坏或您触摸了内表面，
请申请新的袋子和/或容器。

1. 确保用肥皂和水彻底清洗孩子的生殖器部位，并完全干燥。不应涂抹粉末。在进行收集之前，一定要洗手。
2. 打开尿液收集包。小心地取下尿袋的钥匙孔状开口，注意不要触摸尿袋内部
3. 男性采集-将尿液收集袋的开口放在阴茎上方，确保阴茎尖端在袋子里
4. 女性采集-将尿液收集袋的开口放在外阴区域上方。
5. 将袋子的吸水器组件向下悬挂时，取下背胶，小心地将尿袋贴在皮肤上，使其牢固地贴在皮肤上，形成温和的密封。
6. 如果孩子通常穿尿布，则可以将其松散地放在尿液收集袋上方。
7. 每 15 分钟检查一次袋子里是否有尿液。宝宝排尿后，轻轻地取出袋子。
8. 用干净的剪刀剪掉袋子的一角，然后将尿液倒入黄顶容器中。避免触摸容器或盖子的内部。不要将袋子放在收集容器中。
9. 牢固地固定盖子以防止泄漏。
10. 在容器上贴上孩子的全名、出生日期和采集样本的日期和时间。

样品处理、储存和交付

如果你在收款中心
将容器放入提供的塑料袋
中，然后交给工作人员

在家采集样本
在一小时内将其运送到
PathWest 收集中心。如
果无法立即交付，除非工
作人员另有指示，否则应
将样品在冰箱（不是冷冻
柜）中存放在另一个密封
袋中最多 12 小时。