

Hướng dẫn tự lấy mẫu: Tăm bông trực tràng

Không cần đặt hẹn

Vietnamese | Tiếng Việt



Nếu bạn thu thập mẫu tại nhà, hãy mang mẫu đến trung tâm lấy mẫu PathWest càng sớm càng tốt. Nếu không thể giao ngay, có thể bảo quản mẫu ở nhiệt độ phòng (không để trong tủ lạnh hoặc tủ đông) trong tối đa 24 giờ.



Quét để tìm địa điểm

Cách tự thu thập mẫu

1. Nhận que lấy mẫu từ bác sĩ hoặc trung tâm lấy mẫu PathWest gần nhất và ghi nhãn ống với họ tên đầy đủ, ngày sinh, ngày, giờ lấy mẫu và "Trực tràng".
2. Rửa tay kỹ bằng xà phòng và nước, sau đó lau khô trước khi lấy mẫu.
3. Mở gói que lấy mẫu cẩn thận, tránh chạm vào đầu bông của que, và chọn tư thế thoải mái.
4. Nhẹ nhàng đưa que lấy mẫu qua cơ thắt hậu môn, vào trực tràng khoảng 2 cm, xoay nhẹ que trong 10 giây.
5. Nhẹ nhàng rút que lấy mẫu ra, cẩn thận không chạm vào bất kỳ phần nào khác của da. Đặt trực tiếp vào ống chứa, đảm bảo nắp được đóng kín và rửa tay kỹ. Việc có chất phân trên đầu que lấy mẫu là điều bình thường.
6. Đặt ống vào túi nhựa được cung cấp và đưa cho nhân viên lấy mẫu PathWest nếu bạn đang ở trung tâm lấy mẫu.