

Thu thập mẫu nước tiểu trong 24 giờ

KHÔNG CẦN ĐẶT CHỖ TRƯỚC

Vietnamese | Tiếng Việt



Nếu mẫu nước tiểu không được bảo quản lạnh hoặc bị chậm trễ trong việc vận chuyển đến PathWest, các thành phần sinh hóa của mẫu có thể bị ảnh hưởng. Điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm và bạn có thể được yêu cầu làm lại xét nghiệm.



Quét tìm địa điểm

Các bình đựng nước tiểu bạn được cung cấp có thể đã chứa một ít chất lỏng hoặc tinh thể. Đây là chất bảo quản. Không được vứt bỏ hoặc làm đổ. Hãy cẩn thận khi sử dụng.

1. Nên bắt đầu thu gom vào buổi sáng.
2. Đi tiểu vào bồn cầu. Ghi thời gian và ngày tháng này lên nhãn của chai đựng nước tiểu, ví dụ: Thời gian bắt đầu: HH:MM (ví dụ: 8:15 sáng) Ngày bắt đầu: DD/MM/YY
3. Từ thời điểm này trở đi, hãy thu gom TOÀN BỘ nước tiểu vào chai đựng nước tiểu 24 giờ được cung cấp. Vui lòng tránh tiểu trực tiếp vào chai vì chất bảo quản (nếu có) có thể bắn tung tóe.
4. Ngày hôm sau, đúng vào thời gian bắt đầu được ghi trên nhãn ngày hôm trước (ví dụ: 8:15 sáng), đi tiểu lần cuối và đổ vào chai đựng. Ghi thời gian và ngày tháng này lên nhãn với tiêu đề "Thời gian và Ngày hoàn thành".
5. Hãy nhớ ghi rõ họ tên đầy đủ, ngày sinh, chiều cao, cân nặng, cũng như tên bác sĩ giới thiệu (nếu biết) lên chai thuốc.
6. Hãy mang chai lọ và phiếu yêu cầu của bạn đến trung tâm thu gom PathWest vào cùng ngày hoàn tất quá trình thu gom trong vòng 24 giờ.

Có thể thu thập nước tiểu vào bình chứa bằng một trong hai cách sau:

a) Làm sạch và lau khô một vật chứa bằng nhựa phù hợp, chẳng hạn như hộp đựng kem hoặc hộp sữa chua lớn. Thu gom TOÀN BỘ nước tiểu vào vật chứa sạch và cẩn thận đổ vào chai đựng mẫu 24 giờ được cung cấp.

b) Có thể cung cấp thêm một phễu vô trùng. Đặt phễu trực tiếp lên miệng chai sau khi đã mở nắp. Thu gom TOÀN BỘ nước tiểu chảy qua phễu vào chai 24 giờ.

***Bảo quản chai ở tư thế thẳng đứng trong tủ lạnh trong suốt 24 giờ.**